




## SUCTION TUBES

### Трубки для відсмоктування




**AGILE**  
**INDUSTRIES**

Street #. 32, New Miana Pura (West)  
Roras Road, Sialkot - 51310, Pakistan.  
Tel: +92-52-3256926  
Fax: +92-52-3256927  
Email: [info@agileindustries.com](mailto:info@agileindustries.com)  
[sales@agileindustries.com](mailto:sales@agileindustries.com)  
web: [www.agileindustries.com](http://www.agileindustries.com)

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

## Suction Tubes Трубки для відсмоктування



- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان



**AGi-06-104**  
Bone Collector  
With Suction Tube  
Кісткова пастка з  
аспіраційно трубкою



**AGi-06-105**



**AGi-06-106**  
Fig. 6FR  
Frazier  
15 cm - Ø 2 mm



**AGi-06-110**  
Mc Kerrson

**AGi-06-107**  
Ø 3 mm  
length 180mm  
довжина - 180мм  
**AGi-06-108**  
Ø 4 mm  
length 180mm  
довжина - 180мм  
**AGi-06-109**  
Ø 5 mm  
length 180mm  
довжина - 180мм

- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Інструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

## Application Guns Використовувані пістолети



**AGi-06-111**  
18cm  
Straight / Bend  
I.D 2.5mm  
O.D 3.5  
Прямий / Зігнутий  
Внутрішній діаметр  
2.5мм Зовнішній  
діаметр 3.5




**AGi-06-112**  
18cm  
Straight / Bend  
I.D 3.5mm  
O.D 4.5  
Прямий / Зігнутий  
Внутрішній діаметр  
3.5мм Зовнішній  
діаметр 4.5




**AGi-06-113**  
18cm  
Straight / Bend  
I.D 4.5mm  
O.D 5.5  
Прямий / Зігнутий  
Внутрішній діаметр  
4.5мм Зовнішній  
діаметр 5.5




**AGi-06-114**  
18cm  
Straight / Bend  
I.D 6.0mm  
O.D 7.0  
Прямий / Зігнутий  
Внутрішній діаметр  
6.0мм Зовнішній  
діаметр 7.0




**AGi-06-115**  
Ø 2,5mm / 3,5mm  
170mm



**AGi-06-116**  
Ø 4,5mm / 5,5mm  
170mm



**AGi-06-117**  
Ø 3,5mm / 4,5mm  
170mm



**AGi-06-118**  
Ø 6,0mm / 7,0mm  
170mm